


MediEase360

ME機器管理システム

医療機器の効率的な管理を実現する当システムは、
病院やクリニックで使用される多岐にわたる医療機器の
貸出や返却をスムーズかつ効果的に管理します。



システム導入により以下のメリットが得られます

業務効率の向上

貸出や返却作業がスムーズに行え、業務効率が飛躍的に向上します。

機器の安全な運用

点検管理により、医療機器の安全な運用が確保されます。

経営資源の可視化

経営資源が「見える化」され、より一層進化した機器管理が実現します。

電子データ管理による環境負荷の軽減

電子データ管理に移行することで、紙の使用を削減し、環境への負荷を軽減します。



貸出・返却管理

バーコード対応でスムーズな機器の貸出・返却が可能



各種記録・履歴管理

迅速な機器の所在確認故障中機器の把握



点検管理

定期点検・日常点検の実施履歴管理（監査対応）



メンテナンス情報

計画的なメンテナンス、スケジュール管理

主な画面


メニュー画面



貸出画面



返却画面



点検一覧画面



機能一覧

貸出・返却

故障・修理

機器点検

点検結果履歴

貸出・返却履歴

バーコード・QRコード発行

点検内容登録

各種マスタメンテ

その他オプション機能

※ オプション機能に関しては要相談

電子カルテ使用者マスタ取り込み

電子カルテ呼び出し起動連携

システム概要

メニュー画面

使用者マスタ取込

貸出画面

貸出画面 スキャナーでバーコードを読み込んでください。

バーコード読み取り結果

コード	機名	機種	機番	機名
-----	----	----	----	----

貸出者情報

*印はいずれか1つの入力が必要な項目です。

貸出者	管理名1	管理名2	管理名3	管理名4	管理名5
貸出日	2023/12/12	返却予定日	日付の選択	IS	
連絡事項					

使用者情報

患者氏名	年齢	病室
病名	担当医	
感染症	不明	感染症名

登録

キャンセル

返却画面

返却画面 スキャナーでバーコードを読み込んでください。

バーコード読み取り結果

コード	機名	機種	機番	機名
-----	----	----	----	----

返却者情報

返却者	管理名1	管理名2	管理名3	管理名4	管理名5
返却日	2023/12/12	IS			
連絡事項					

登録

キャンセル

機器貸出・返却履歴画面

機器貸出・返却履歴画面

機器情報

コード	機名	機種	機番	機名
-----	----	----	----	----

貸出情報

貸出者	管理名1	管理名2	管理名3	管理名4	管理名5
貸出日	2023/12/12	返却予定日	日付の選択	IS	
貸出先	部署	病棟	病室	病床	
連絡事項					

使用者情報

患者氏名	年齢	病室
病名	担当医	
感染症	不明	感染症名

返却情報

返却者	管理名1	管理名2	管理名3	管理名4	管理名5
返却日	2023/12/12	IS			
連絡事項					

戻る

点検画面

点検結果


点検項目	点検結果
電源投入前 呼吸分時換気量メータ	通
電源投入前 気道内圧メータ<OcmH2O>	通
電源表示ランプ<緑ランプ>点灯	通

総合結果 合格


閉じる

機器構成


ラベルプリンタ



バーコードリーダ



管理端末



お問い合わせ先



株式会社 高崎共同計算センター

〒370-0854 群馬県高崎市下之城町936-20

営業部 ヘルスケア担当

☎ 027-381-8680 ✉ its-sales-hb@tkcc-jp.com